


Niet terug naar bed gegaan



1. Ga naar instellingen en kies voor 'notificaties'.

2. Klik onder 'Urgente Notificaties' op 'Activiteiten'.

3. Zet het schuifje aan naast 'Niet terug naar bed gegaan'.

4. Klik op 'Detectie tijdvak' en klik daarna op het plusteken (+) bovenin.

5. Stel een tijdvak in en kies daarna hoeveel minuten na het uit bed gaan van de bewoner u een notificatie wilt ontvangen.

6. Klik daarna op 'Gereed'.